



Godkjent spesialsko





NÜRNBERG

Bruksområde:

Diabetes Prophylakse. Hindrer sår i forfot pga diabetes mellitus

NÜRNBERG sko leveres i to bredder:

NÜRNBERG STANDARD
og NÜRNBERG BRED.


Produktbeskrivelse:

Beskyttende fottøy for diabetikere.

Såledesign og effekt.



Rigid, ekstra sterk 30 mm tykk såle med en tydelig avrunding. Dette gir en god rulleeffekt. Dette bidrar til immobilisering av foten og forebygger sår.



Dette bilde viser grafisk resultat av pedographical* måling og viser plantar trykkfordeling "rolling off" ved bruk av NÜRNBERG sko.

*Pedograhyy er en biomekanisk måleteknikk for å måle distribusjon av trykk .



Par




Venstresko



Høyresko

NÜRNBERG STANDARD

Artikkelnr. Par	Enhet	Artikkelnr. venstresko	Artikkelnr. høyresko	Enhet	Skostr.	Indre skomål [mm]		
						a	b	c
TS4311-35	Par	TS4311-35/L	TS4311-35/R	Stk.	35	91	63	230
TS4311-36	Par	TS4311-36/L	TS4311-36/R	Stk.	36	93	64	235
TS4311-37	Par	TS4311-37/L	TS4311-37/R	Stk.	37	95	65	245
TS4311-38	Par	TS4311-38/L	TS4311-38/R	Stk.	38	96	67	250
T S4311-39	Par	TS4311-39/L	TS4311-39/R	Stk.	39	96	92	255
TS4311-40	Par	TS4311-40/L	TS4311-40/R	Stk.	40	100	71	265
TS4311-41	Par	TS4311-41/L	TS4311-41/R	Stk.	41	102	72	270
TS4311-42	Par	TS4311-42/L	TS4311-42/R	Stk.	42	104	72	275
TS4311-43	Par	TS4311-43/L	TS4311-43/R	Stk.	43	105	74	285
TS4311-44	Par	TS4311-44/L	TS4311-44/R	Stk.	44	107	76	290
TS4311-45	Par	TS4311-45/L	TS4311-45/R	Stk.	45	108	77	295
TS4311-46	Par	TS4311-46/L	TS4311-46/R	Stk.	46	109	78	305
TS4311-47	Par	TS4311-47/L	TS4311-47/R	Stk.	47	111	80	310
TS4311-48	Par	TS4311-48/L	TS4311-48/R	Stk.	48	114	81	315





Par




Venstresko



Høyresko

NÜRNBERG BRED

Artikkelnr. Par	Enhet	Artikkelnr. venstresko	Artikkelnr. høyresko	Enhet	Skostr.	Indre skomål [mm]		
						a	b	c
TS4411-35	Par	TS4411-35/L	TS4411-35/R	Stk.	35	91	63	230
TS4411-36	Par	TS4411-36/L	TS4411-36/R	Stk.	36	99	70	235
TS4411-37	Par	TS4411-37/L	TS4411-37/R	Stk.	37	100	71	245
TS4411-38	Par	TS4411-38/L	TS4411-38/R	Stk.	38	101	72	250
TS4411-39	Par	TS4411-39/L	TS4411-39/R	Stk.	39	103	73	255
TS4411-40	Par	TS4411-40/L	TS4411-40/R	Stk.	40	104	74	265
TS4411-41	Par	TS4411-41/L	TS4411-41/R	Stk.	41	106	75	270
TS4411-42	Par	TS4411-42/L	TS4411-42/R	Stk.	42	109	76	275
TS4411-43	Par	TS4411-43/L	TS4411-43/R	Stk.	43	110	77	285
TS4411-44	Par	TS4411-44/L	TS4411-44/R	Stk.	44	114	78	290
TS4411-45	Par	TS4411-45/L	TS4411-45/R	Stk.	45	115	80	295
TS4411-46	Par	TS4411-46/L	TS4411-46/R	Stk.	46	118	81	305
TS4411-47	Par	TS4411-47/L	TS4411-47/R	Stk.	47	120	83	310
TS4411-48	Par	TS4411-48/L	TS4411-48/R	Stk.	48	123	85	315



VIKTIG: Når en velger sko etter kostørrelse, bør en vurdere å bestille en eller to nummer større.

NÜRNBERG TILBEHØR

Innleggsålesett

Blanks STANDARD to-deler

Innleggsålesett

Blanks BRED to-deler



Artikkelnr.	Enhet	Skostr.	Artikkelno.	Enhet	Skostr.
FO0053-35	Sett	35	FO0054-35	Sett	35
FO0053-36	Sett	36	FO0054-36	Sett	36
FO0053-37	Sett	37	FO0054-37	Sett	37
FO0053-38	Sett	38	FO0054-38	Sett	38
FO0053-39	Sett	39	FO0054-39	Sett	39
FO0053-40	Sett	40	FO0054-40	Sett	40
FO0053-41	Sett	41	FO0054-41	Sett	41
FO0053-42	Sett	42	FO0054-42	Sett	42
FO0053-43	Sett	43	FO0054-43	Sett	43
FO0053-44	Sett	44	FO0054-44	Sett	44
FO0053-45	Sett	45	FO0054-45	Sett	45
FO0053-46	Sett	46	FO0054-46	Sett	46
FO0053-47	Sett	47	FO0054-47	Sett	47
FO0053-48	Sett	48	FO0054-48	Sett	48

Innleggsålesett blanks

Innleggsålesettet inneholder to hvite såler, en er 5 mm den andre er 10 mm tykk. Hardhet 50° Shore.

Innsidvolum kan endres ved bruk av sålene.

Åpninger som lages i sålen gjør at man kan gi spesifikk trykk-avlastning. Dette er ment som en midlertidig løsning mens man venter på levering av fotseng.

NÜRNBERG STANDARD

Innleggsålesett

Blanks STANDARD i tre-deler.

Artikkelnr.	Enhet	Skostr.
FO0033-35	Sett	35
FO0033-36	Sett	36
FO0033-37	Sett	37
FO0033-38	Sett	38
FO0033-39	Sett	39
FO0033-40	Sett	40
FO0033-41	Sett	41
FO0033-42	Sett	42
FO0033-43	Sett	43
FO0033-44	Sett	44
FO0033-45	Sett	45
FO0033-46	Sett	46
FO0033-47	Sett	47
FO0033-48	Sett	48



Tilleggsdeler.

Yttersåle materiale, gummi. Svart


Artikkelnr.	Enhet	Mål [mm]
FO0092-S	Plate	220 x 110 x 1.5
FO0092-M	Plate	295 x 145 x 1.5
FO0092-L	Plate	357 x 158 x 1.5

NÜRNBERG BRED

Innleggsålesett

Blanks BRED i tre-deler.

Artikkelno.	Enhet	Skostr.
FO0034-35	Sett	35
FO0034-36	Sett	36
FO0034-37	Sett	37
FO0034-38	Sett	38
FO0034-39	Sett	39
FO0034-40	Sett	40
FO0034-41	Sett	41
FO0034-42	Sett	42
FO0034-43	Sett	43
FO0034-44	Sett	44
FO0034-45	Sett	45
FO0034-46	Sett	46
FO0034-47	Sett	47
FO0034-48	Sett	48



Innleggsålesett Blanks.

Settet består av grå, sort og hvit såle.
Alle sålene har tykkelse 7mm.

Overflatehardhet:

- grå = 25° Shore
- sort = 40° Shore
- hvit = 50° Shore

Innsidvolum kan endres ved bruk av sålene.
Åpninger som lages i sålen gjør at man kan gi spesifikk trykkavlastning.

Dette er ment som en midlertidig løsning mens man venter på levering av fotseng.

FIOR & GENTZ

