









Oversikt ledd

Ankelledd system

			
Dorsal og plantar stopp kan slipes	Dorsal og plantar stopp kan slipes	Dorsal stopp kan slipes	Dorsal stopp kan slipes
	Ekstra presis justering er mulig	Fot løfter	Fot løfter
			Ekstra presis justering er mulig
			

Apne kneledd system

			
Monosentrisk	Monosentrisk	Polysentrisk	Polysentrisk
Kan bytte ekstensjon stopp	Kan bytte ekstensjon stopp	Kan bytte ekstensjon stopp	Kan bytte ekstensjon stopp
		Kan bytte fleksjon stop	Kan bytte fleksjon stop
			

Oversikt ledd



Automatisk kneledd system



Automatisk mekanisk lasing



Automatisk elektronisk lasing



Låsbare kneledd system



Låses opp ved å dra i kabel

Fleksjon kan slipes



Låses opp ved å dra i bøylene

Fleksjon kan slipes



Låses opp ved å dra i kabel

Fleksjon kan justeres



Låses opp ved å dra i bøylene

Fleksjon kan justeres



Låses opp ved å dra i bøylene

Fleksjon kan justeres



Ta kontakt med Ortopro for komplett Fior & Gentz Katalog