

KOMPONENTER



Ortopro AS er fra 1. januar 2011 distributør i skandinavia for Medex Inc. USA.




Sachfotadapter med M10 bolt og låseskrue.

Varenr.	Materiale.	Komp.vekt.	Max brukervekt
2T10	Titan	93 gr.	136 kg.
2S10	Rustfritt stål	130 gr.	136 kg.
2A10	Aluminium	106 gr.	100 kg.



Røradapter m/rørstuss

2A12	Aluminium.	90 gr.	100 kg.
------	------------	--------	---------



Proteserør Ø30mm (400 x 30 x 2,35mm)

2T15	Titan	308 gr.	136 kg.
2S15	Rustfritt stål	351 gr.	136 kg.
2A15	Aluminium	308 gr.	100 kg.

Leveres også i 250 og 450mm.



Røradapter for rør Ø30mm.

2T20	Titan	75 gr.	136 kg.
2S20	Rustfritt stål	116 gr.	136 kg.
2A20	Aluminium	64 gr.	100 kg.



Røradapter m/10° vinkel.

2T22	Titan	86 gr.	136 kg.
------	-------	--------	---------



4-hullsadapter m/pyramide.

3T10	Titan	41 gr.	136 kg.
3S10	Rustfritt stål	72 gr.	136 kg.
3A10	Aluminium	51 gr.	100 kg.



4-hullsadapter m/pyramide axial offset.

3T11	Titan	55 gr.	136 kg.
3S11	Rustfritt stål	80 gr.	136 kg.



4-hullsadapter m/pyramide diagonal offset.

3T12	Titan	55 gr.	136 kg.
3S12	Rustfritt stål	80 gr.	136 kg.



4-hulls pyramideadapter m/rotasjon.

3T18	Titan	57 gr.	136 kg.
3S18	Rustfritt stål	99 gr.	136 kg.
3A18	Aluminium	66 gr.	100 kg.



4-hullsadapter m/justeringskruer.

Varenr.	Materiale.	Komp.vekt.	Max brukervekt
3T20	Titan	65 gr.	136 kg.
3S20	Rustfritt stål	92 gr.	136 kg.
3A20	Aluminium	40 gr.	100 kg.



4-hullsadapter m/justeringskruer og rotasjon.

3T23	Titan	70 gr.	136 kg.
3S23	Rustfritt stål	114 gr.	136 kg.
3A23	Aluminium	69 gr.	100 kg.



NYHET !

Innstøpningsadapter m/pyramide og rotasjon.

3T15	Titan	92 gr.	136 kg
------	-------	--------	--------



NYHET !

Innstøpningsadapter m/justerbarekruer og rotasjon.

3T16	Titan	101 gr.	136 kg.
------	-------	---------	---------



NYHET ! Dobbeladapter Han/Hunn m/rotasjon.

Bygghøyde 44 mm. For enkel justering av fot og kne retning.

3T61	Titan	117 gr.	136 kg.
------	-------	---------	---------



Dobbeladapter.

Varenr.	Størrelse	Materiale.	Komp.vekt.	Max brukervekt
3T50	32 mm	Titan	88 gr.	136 kg.
3T51	45 mm	Titan	97 gr.	136 kg.
3T52	60 mm	Titan	110 gr.	136 kg
3T53	75 mm	Titan	120 gr.	136 kg



NYHET ! Dobbeladapter m/rotasjon.

Varenr.	Størrelse	Materiale.	Komp.vekt.	Max brukervekt
3T55	42 mm	Titan	129 gr.	136 kg.
3T56	53 mm	Titan	143 gr.	136 kg.
3T57	66 mm	Titan	156 gr.	136 kg

Levers også i aluminium. Max brukervekt 100 kg.



NYHET ! Dobbeladapter m/forskyvning.

Varenr.	Materiale.	Komp.vekt.	Max brukervekt
3T80	Titan	157 gr.	136 kg.
3A80	Aluminium	121 gr.	100 kg.



NYHET ! Dobbeladapter m/forskyvning og pyramide.

3T81	Titan	157 gr.	136 kg.
3A81	Aluminium	126 gr.	100 kg.



NYHET ! Røradapter Ø30mm med forskyvning.

3T85	Titan	149 gr.	136 kg.
3A85	Aluminium	135 gr.	100 kg.



Røradapter Ø30 mm m/forskyvning og pyramide.

3T86	Titan	158 gr.	136 kg.
3A86	Aluminium	140 gr.	100 kg.



**3- arm innstøpningsanker.
Justeringskruer og rotasjon.**

4S30	Rustfritt stål	170 gr.	136 kg.
4ST6	Titanadapter	160 gr.	136 kg.



3-arm innstøpningsanker. Pyramide og rotasjon.

4S40	Rustfritt stål	175 gr.	136 kg.
4ST8	Titanadapter	150 gr.	136 kg.