



ECHELON

Karbon protese fot med hydraulisk ankel.



NYHET

**15% rimeligere
fra og med
1 november 2011.**

Echelon justerer seg selv etter terreng og fottøy. Den har en umiddelbar virkning på postural symmetri, letter unormal stress i ledd og i overgangen fra hylse til stump. Echelon sikrer stabilitet og tillit i ujevnt terreng og gir en god energirespons gjennom alle faser i steget.

Leveringstid:
1 dag fra bestilling.



- Hydraulisk kontroll tilpasser fotens posisjon til terrenget.
- Foten dorsi flekses gjennom sving fasen og sørger for klaring til terreng
- Foten kan lett reguleres mens en sitter.
- Hydraulikken kan justeres for hver enkel bruker
- E-karbon hel og tå fjærer
- Hel og tå virker uavhengig av hverandre .
- Pen kosmetikk, enkel montering.
- Leveres med spectra sokk for å unngå lyd
- Leveres ferdig montert
- Størrelser 22cm-30cm.

Best-Nr.	Størrelser	Hælhøyde	Høyde til pyramide	Styrke	Vekt (etter størrelse)	Hældemping
Str. Side Styrke						
EC-	24-30	10 mm	120-125 mm	1-9	900 g	e-CarbonTM-Fjær

Eks: Bruker er 85 kg., str. 26 venstre. Aktiv. Art nr: EC-26L- 5

Valg av styrke i karbonfjæren.

Personvekt (kg)		
44 - 52	1	1
53 - 59	1	2
60 - 68	2	3
69 - 77	3	4
78 - 88	4	5
89 - 100	5	6
101 - 116	6	7
117 - 125	7	8



Ortopro AS, Hardangerveien 72, 5224 Nesttun
Telefon: +47 55 91 88 60 - Telefaks: +47 55 91 88 69 - E-post:post@ortopro.no

VI FORHANDLER OGSÅ:

- ✓ **Proteser**
- ✓ **Ortoser/Skiner**
- ✓ **Innleggsåler**
- ✓ **Karbonføtter og knær**
- ✓ **Kompresjonstrømper**
- ✓ **Aktivortoser**

