

## JAVELIN. Lettvekter for hverdagsbruk.



Javelin er en smidig fot som fremmer behagelig gange og reduserer kompensierende bevegelse i forbindelse med idrett. Ved normal gange gir foten en følelse av velvære og Javelin hæl/tå kombinasjonen sørger for den mest komfortable turen. Javelin er ideell for personer som liker respons og aktivitet i en lettvektspakke.




- Fremmer dynamisk tibial progresjon.
- Utstyrt med E-karbon hæl.
- Hæl og tå virker uavhengig av hverandre.
- Sliding&rotating pyramide proksimalt.
- Pen kosmetikk, enkel montering.
- Leveres med spectra strømpø.
- Størrelser 22cm-30cm.
- 60 dager returret.



Best-Nr.	Str	Side	Styrke	Størrelser	Hælhøyde	Høyde til pyramide	Styrke	Vekt (full lengde med kosmetikk)	Hældemping
JA-				22-30	10 mm	200mm min 365 mm maks	1-9	500 g	e-Carbon™-Fjær

Eks: Bruker er 85 kg ,str 26 venstre.  
Meget aktiv.  
Art nr : JA-26L-5

### Valg av styrke i karbonfjæren.

Personvekt (kg)			
44 – 52	1	1	1
53 – 59	1	1	2
60 – 68	2	2	3
69 – 77	2	3	4
78 – 88	3	4	5
89 – 100	4	5	6
101 – 116	5	6	7
117 – 130	6	7	8
131 – 147	7	7	9
148 – 166	8	9	

Utprøvningsadapter med guidehull for boring og kutting.  
Art nr 941255 Bestilles separat.

