



PROTESEKOMPONENTER FOR VANN

SAMMENDRAG

Oversikt over utvalgte komponenter som tåler vann

ORTOPRO 

Innhold

Protesekomponenter for vann.....	1
Aqualimb TF.....	2
Aqualimb	2
SuperSACH.....	3
Senior.....	3
Esprit.....	4
Avalon.....	4
Echelon	5
Aulie 902.....	5
Elite foot	6
Elite Blade	6
BladeXT.....	7
Mini BladeXT.....	7
Røradapter 30mm	8
X-PSH-PLUS.....	8
Syrefast Modifiseringssett.....	8
Proteserør m/adapter	9

Protesekomponenter for vann

I denne katalogen finner du produkter du kan ta med til stranda. Husk å skylle protesekomponenter i ferskvann.



Suitable for submersion

Aqualimb TF

Aqualimb er designet for bruk ved dusj og bad. Foten har anti-sklisåle som gir økt sikkerhet når en går på våte overflater. Kneet har polysentrisk design, produsert i nylon. Det har også en manuell låsemekanisme for økt sikkerhet. Kneet er enkelt å montere på aqualimbfooten. Det er flere muligheter for å endre alignment.

Egenskaper

- Hel kosmetikk
- Rask montering
- Monteringssett inkludert
- Anti-sklisåle

Varenummer	Maks brukervekt	Aktivitetsnivå	Komponentvekt	Størrelser	Bygg høyde	Vannavstøtende
AQTF22-27[S]	100kg	1-2	2kg*	22-27	400-585mm	Ja

[S] ≡ Side, L/R

*Komponentvekt for størrelse 24.



Suitable for submersion

Aqualimb

Aqualimb er designet for bruk ved dusj og bad. Foten har en anti-sklisåle som gir økt sikkerhet når en går på våte overflater.

Egenskaper

- Hel kosmetikk
- Rask montering
- Monteringssett inkludert
- Anti-sklisåle

Varenummer	Maks brukervekt	Aktivitetsnivå	Komponentvekt	Størrelser	Bygg høyde	Vannavstøtende
6297[*][*]L	100kg	1-2	1.39kg*	22-27	280-415mm	Ja

*Komponentvekt for størrelse 26.



SuperSACH

Sachfot med justerbar hardhet i hælen og fleksibel plastkjerne for K1 og K2 – brukere.

Justeringskrue i hælen for individuell tilpasning.

Egenskaper

- Fleksibel kjerne
- Justerbar hæl
- Sandaltå
- Integrert pyramide



Varenummer	Maks brukervekt	Aktivitetsnivå	Komponentvekt	Størrelser	Bygg høyde	Vannavstøtende
P5291[*][*]	125kg	1-2	449g*	22-28	70-80mm	Ja

*Komponentvekt for størrelse 26.

*Størrelser



Senior

En ultralett fot for nivå 1 og 2 aktivitet med god hælpute for komfort under gange.

Egenskaper

- Utskiftbart fotskall
- Splittet tå
- Fleksibel kjerne
- Integrert pyramide



Varenummer	Maks brukervekt	Aktivitetsnivå	Komponentvekt	Størrelser	Bygg høyde	Vannavstøtende
SNR22-24[S]	125kg	1-2	395g*	22-24	70mm	Ja
SNR25-26[S]	125kg	1-2	395g*	25-26	75mm	Ja
SNR27-28[S]	125kg	1-2	395g*	27-28	80mm	Ja

[S] ≡ Side, L/R

*Komponentvekt for størrelse 26.



Esprit

Esprit foten er en lav-profil fot for aktivitetsnivå 2 og 3.

Den gir utmerket energirespons og er ideell for lengre protesestump eller der tilleggskomponenter er påkrevd.

Egenskaper

- Lavprofil fot med e-karbon fjærer
- Lettvekt fot med enkelt oppsett
- Kompakt, krever lite vedlikehold
- Fotskall og glidesokk inkludert



Suitable for submersion

Varenummer	Maks brukervekt	Aktivitetsnivå	Komponentvekt	Størrelser	Bygg høyde	Vannavstøtende
ESP22-24[S][S]	125kg	2-3	317g*	22-24	65mm	Ja
ESP25-26[S][S]	125kg	2-3	317g*	25-26	70mm	Ja
ESP27-30[S][S]	125kg	2-3	317g*	27-30	75mm	Ja

[S] ≡ Side, L/R

[S] ≡ Spring, 1-8

*Komponentvekt for størrelse 26 uten kosmetikk.



Avalon

AvalonK2 med hydraulisk ankel. Den gir forbedret og sikker gange ved at den hydrauliske pumpen justerer foten etter terrenget. Det betyr at AvalonK2 er selvjusterende.

Egenskaper

- Foten er dorsalflektet gjennom svingfasen i stegavviklingen
- Hydraulisk ankel fremmer plantar- og dorsalfleksjon
- Sandaltå



Suitable for submersion

Varenummer	Maks brukervekt	Aktivitetsnivå	Komponentvekt	Størrelser	Bygg høyde	Vannavstøtende
AV22-30[S]	150kg	1-2	780g*	22-30	115mm	Ja

[S] ≡ Side, L/R

*Komponentvekt for størrelse 26 uten kosmetikk.

Echelon



Suitable for submersion

Den prisbelønte Echelonfoten med hydraulisk ankel til daglig bruk, og særlig i skråninger og trapper. Den har en umiddelbar effekt på postural symmetri, og letter unormalt trykk på protesestump og ledd. Echelon fremmer stabilitet og trygghet på ujevne og skrå flater, reduserer risiko for fall, samt gir god returenergi.

Egenskaper

- Uavhengig hydraulisk styring av plantar- og dorsal-fleksjon
- Biomimetisk utforming for naturlig ankelbevegelse
- Tåløft i stegfasen hindrer snubling
- Tilpasser seg underlaget når bruker sitter
- Elegant og kompakt
- Fotskall og glidesokk inkludert

Varenummer	Maks brukervekt	Aktivitetsnivå	Komponentvekt	Størrelser	Bygg høyde	Vannavstøtende
EC22-24[S][S]	100kg	3	688g*	22-24	115mm	Ja
EC25-26[S][S]	125kg	3	688g*	25-26	120mm	Ja
EC27-30[S][S]	125kg	3	688g*	27-30	125mm	Ja

[S] ≡ Side, L/R

[S] ≡ Spring, 1-8

*Komponentvekt for størrelse 26 uten kosmetikk.

Aulie 902



Suitable for submersion

Badekne som kan låses. 902-kneet er CE-merket, og ISO 10328. Brukervekt 125kg.

Egenskaper

- Rustfri stålfjær
- 902 har standard pyramide og 30mm rørmottaker distalt

Varenummer	Maks brukervekt	Aktivitetsnivå	Komponentvekt	Vannavstøtende
902	125kg	1-2	850g	Ja



Elite foot

En lett protesefot for Aktivitetsnivå 3 – 4 brukere. De uavhengige e-karbonfjærene gir vertikal støtdemping samt effektiv returenergi. Den er designet for aktiv bruk i ulendt terreng samt variert fritidsbruk.

Egenskaper

- Forbedrede e-karbonfjærer
- God kontakt med underlaget ved hjelp av Tripod System™
- Splittet tå
- Lettvekts design
- Fotskall og glidesokk inkludert

Varenummer	Maks brukervekt	Aktivitetsnivå	Komponentvekt	Størrelser	Bygg høyde	Vannavstøtende
EL24-30[S][S]	166kg	3-4	395g*	24-30	130mm	Ja

[S] ≡ Side, L/R

[S] ≡ Spring, 1-9

*Komponentvekt for størrelse 26 uten kosmetikk.



Elite Blade

En lett protesefot som gir høy returenergi. Elite Blade passer best for aktivitetsnivå 3-4, har nytteverdi for alt fra den vanlige jogger til idrettsutøvere. Den fleksible forlengede karbonfjæren reduserer støtbelastningen, noe som gjør at foten er ideell både for arbeid, fritid og sportsaktiviteter.

Egenskaper

- E-karbon-fot med stort utvalg av karbonfjærer
- En lett fot med dynamisk forover-progresjon
- Karbonfjærer for alle bruksområder
- Tiggjengelig med både han- og hun-adaptore
- Fotskall og glidesokk inkludert

Varenummer	Maks brukervekt	Aktivitetsnivå	Komponentvekt	Størrelser	Bygg høyde	Vannavstøtende
EB24-30[S][S]	166kg	3-4	580g*	24-30	200-365mm	Ja

[S] ≡ Side, L/R

[S] ≡ Spring, 1-9

*Komponentvekt for størrelse 26 uten kosmetikk.



BladeXT

Den kraftige buen på BladeXT gir brukeren en utrolig god energiretur. BladeXT har en innovativ hælsupport som er ideell for cross-fit trening. Dette bedrer opplevelsen siden man ikke behøver å kompensere med ryggmusklene for å ha god balanse. Foten er et godt alternativ for dem som har tatt sport til et høyere nivå.

Egenskaper

- Postural støtte og kraftig gripesåle
- Ideell for trening i terreng, løping, konkurranseløp og ballspill
- Kontrollert akselerasjon og retardasjon
- Enkel justering inkl. A / P slide
- Justering for hælstivhet

Varenummer	Maks brukervekt	Aktivitetsnivå	Komponentvekt	Bygg høyde	Vannavstøtende
BXTAG[S]SM	166kg	3-4	850g*	230mm	Ja
BXTAG[S]SF	166kg	3-4	850g*	250mm	Ja

[S] ≡ Spring, 1-9



Mini BladeXT

For ungdommen går livet stadig videre. Den mest krevende brukeren må ha rett utstyr for å møte behovet for en aktiv livsstil, enten det er å gå på skolen, tilbringe tid med venner, løpe, sykle eller delta i andre idretter.

Egenskaper

- Doble tå- og hælfjær
- Split-tå design
- Gripesåle
- Stivhetskile på hælen
- Vanntett
- Reservepakke for hælfjæren
- Minipyramide for herrer, med 30mm forskyvning og rotasjon

Varenummer	Maks brukervekt	Aktivitetsnivå	Komponentvekt	Bygg høyde	Farge	Vannavstøtende
MBXTAP[S]SM	20-60kg	3-4	450g*	160mm	Pink	Ja
MBXTAB[S]SM	20-60kg	3-4	450g*	160mm	Blue	Ja

[S] ≡ Spring, 1-3



Røradapter 30mm

For 30 mm rør.

Varenummer	Maks brukervekt	Komponentvekt	Material
2T20	136kg	70g	Titanium



Suitable for submersion



X-PSH-PLUS

NB! Må bygges om for å være vannavstøtende.

Xtreme, trykkutløsend lavprofil (1/2") suspensjonslås. Standard 4-hulls adapter. 4 M6X25, og 4 M6X20TL bolter medfølger. XTREME Lock Assembly med to X-SPP Plunger Pins.

Må bygges om med «Syrefast Modifiseringssett» for å bli vannavstøtende. Varene kjøpes separat.

Varenummer	Maks brukervekt	Aktivitetsnivå	Komponentvekt	Material
X-PSH-PLUS	150kg	1-4	110g	Titanium



Syrefast Modifiseringssett

Modifiseringssett for X-PSH-PLUS. Varene kjøpes separat.

Varenummer	Produktnavn
20015-000	X-PSH-PLUS Syrefast Modifiseringssett



Suitable for submersion



Proteserør m/adapter

Aluminium proteserør med lav bygghøyde. Titanadapter.

Varenummer	Maks brukervekt	Komponentvekt	Material	Bygg høyde
2T12	136kg	313g	Titanium	400mm

