

# Breddeguiden for fotskall

De nye fotskallene med sandaltå gir et naturlig utseende, fleksibilitet i forhold til fottøy og flere breddealternativer for å hjelpe deg med å finne perfekt passform. Bruk tabellen nedenfor til å velge korrekt bredde når du bestiller (kompatibel med Linx, Elan, Echelon, EchelonVT, EchelonVAC, Esprit, Epirus og Javelin).

For størrelsene 25, 26 og 27 kan du nå velge mellom smal (N) og bred (W) passform.



Størrelse	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Fotskall-bredde	76 mm	78 mm	80 mm	82 mm (N) 88 mm	83 mm (N) 91 mm	91 mm (N) 99 mm	100 mm	102 mm	105 mm
Gammelt fotskall	77 mm	77 mm	80 mm	82 mm	82 mm	87 mm	90 mm	95 mm	101 mm

NB: Bredde målt på det bredeste punktet.



Følg Blatchford:

 @BlatchfordGrp

 /BlatchfordGrp

ortopro.no

+47 55 91 88 60

post@ortopro.no



blatchford