



Nye sandaltå-produkter



blatchford

Fotkosmetikk med sandaltå

Naturlig utseende

Passer til større utvalg av fottøy

Ekstra størrelser*

Tilgjengelig i to fargetoner

*Ekstra brede størrelser er nå tilgjengelig for størrelsene 25, 26 og 27.

Blatchfords nye fotskall med sandaltå har et naturlig utseende. Tilgjengelig i både lys og mørk farge for bedre å matche hudfarge, og har også ekstra bredder slik at du kan finne perfekt passform.



Linx

Prisbelønt integrert protesesystem som er designet for å gi en opplevelse som imiterer den utrolige og komplekse strukturen til et menneskebein.

Produktkode	Størrelse	Side	Bredde*	Fjærsett	Sandaltå
LINX	25	L	N	3	S

Eksempel: fotstørrelse 25, venstre, smal, fjærgradering 3, sandaltå



EchelonVAC

Hydraulisk ankelteknologi kombinert med et forhøyet vakuumsystem gir en sikker og komfortabel hylsekontakt.

Produktkode	Størrelse	Side	Bredde*	Fjærsett	Sandaltå
EVAC	25	L	N	3	S

Eksempel: fotstørrelse 25, venstre, smal, fjærgradering 3, sandaltå



Elan

Mikroprosessorkontrollert hydraulisk ankel for terrengrespons og hastighetskontroll.

Produktkode	Størrelse	Side	Bredde*	Fjærsett	Sandaltå
ÉLAN	25	L	N	3	S

Eksempel: fotstørrelse 25, venstre, smal, fjærgradering 3, sandaltå



Echelon

Biometrisk hydraulisk ankelkontroll og delt tå for stabilitet på ujevnt eller ulendt terreng.

Produktkode	Størrelse	Side	Bredde*	Fjærsett	Sandaltå
EC	25	L	N	3	S

Eksempel: fotstørrelse 25, venstre, smal, fjærgradering 3, sandaltå



EchelonVT

Biometrisk hydraulisk ankel med sjokkdemper, rotasjon og delt tå for terrengtilpasning.

Produktkode	Størrelse	Side	Bredde*	Fjærsett	Aksial fjær	Sandaltå
ECVT	25	L	N	5	3	S

Eksempel: fotstørrelse 25, venstre, smal, fjærgradering 5, aksial fjær 3, sandaltå.



Esprit

Lav profil og lett fot som passer for lengre gjenværende protesestump.

Produktkode	Størrelse	Side	Bredde*	Fjærsett	Sandaltå
ESP	25	L	N	3	S

Eksempel: fotstørrelse 25, venstre, smal, fjærgradering 3, sandaltå



*Smal (N) og bred (W) er bare tilgjengelig for størrelsene 25–27. For mørk tone, legg til suffiks D.

Javelin

Lett blad, ideelt for sport og aktivitet med moderat støtbelastning.

Produktkode	Størrelse	Side	Bredde*	Fjærsett	Sandaltå	+ topphus
JAV	25	L	N	3	S	Adapter

Eksempel: fotstørrelse 25, venstre, smal, fjærgradering 3, sandaltå, adapter.



Epirus

Multiaksial fot med ankelledd som gir god kontakt med underlaget og energieffektiv respons.

Produktkode	Størrelse	Side	Bredde*	Fjærsett	Sandaltå
EP	25	L	N	3	S

Eksempel: fotstørrelse 25, venstre, smal, fjærgradering 3, sandaltå



Breddeguide for fotskall

Bruk tabellen nedenfor til å velge korrekt størrelse når du bestiller. For størrelsene 25, 26 og 27 kan du nå velge mellom smal (N) og bred (W) passform.



Størrelse	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Fotskallbredde	76 mm	78 mm	80 mm	82 mm (N) 88 mm	83 mm (N) 91 mm	91 mm (N) 99 mm	100 mm	102 mm	105 mm
Gammelt fotskall	77 mm	77 mm	80 mm	82 mm	82 mm	87 mm	90 mm	95 mm	101 mm

NB: Bredde målt på det bredeste punktet.

Informasjon om fjærsett og fotskall

Hvis du ønsker å bestille fjærsett eller fotskall separat, må du se på bestillingskodene nedenfor for å sikre at du mottar korrekt vare.

Fjærsett (for Linx, Elan, Echelon, EchelonVT, EchelonVAC, Esprit, Epirus):

Fotstørrelse	Fotstørrelse	Fotstørrelse	Fotstørrelse
22-24	25-26	27-28	29-30
Sett 1 - 539801S	Sett 1 - 539810S	Sett 1 - 539819S	Sett 1 - 539828S
Sett 2 - 539802S	Sett 2 - 539811S	Sett 2 - 539820S	Sett 2 - 539829S
Sett 3 - 539803S	Sett 3 - 539812S	Sett 3 - 539821S	Sett 3 - 539830S
Sett 4 - 539804S	Sett 4 - 539813S	Sett 4 - 539822S	Sett 4 - 539831S
Sett 5 - 539805S	Sett 5 - 539814S	Sett 5 - 539823S	Sett 5 - 539832S
Sett 6 - 539806S	Sett 6 - 539815S	Sett 6 - 539824S	Sett 6 - 539833S
Sett 7 - 539807S	Sett 7 - 539816S	Sett 7 - 539825S	Sett 7 - 539834S
Sett 8 - 539808S	Sett 8 - 539817S	Sett 8 - 539826S	Sett 8 - 539835S

(for Javelin-fjærsett):

Fotstørrelse	Fotstørrelse	Fotstørrelse	Fotstørrelse
22-24	25-26	27-28	29-30
Sett 1 - 539301S	Sett 1 - 539510S	Sett 1 - 539519S	Special
Sett 2 - 539302S	Sett 2 - 539511S	Sett 2 - 539520S	Kun bestilling
Sett 3 - 539303S	Sett 3 - 539512S	Sett 3 - 539521S	Sett 3 - 539530S
Sett 4 - 539304S	Sett 4 - 539513S	Sett 4 - 539522S	Sett 4 - 539531S
Sett 5 - 539305S	Sett 5 - 539514S	Sett 5 - 539523S	Sett 5 - 539532S
Sett 6 - 539306S	Sett 6 - 539515S	Sett 6 - 539524S	Sett 6 - 539533S
Sett 7 - 539307S	Sett 7 - 539516S	Sett 7 - 539525S	Sett 7 - 539534S
Sett 8 - 539308S	Sett 8 - 539517S	Sett 8 - 539526S	Sett 8 - 539535S
Sett 9 - -	Sett 9 - 539518S	Sett 9 - 539527S	Sett 9 - 539536S

Fotskall*:

Fotstørrelse	Smal L (venstre) / R (høyre)	Bred
22L	539038S	-
22R	539039S	-
23L	539040S	-
23R	539041S	-
24L	539042S	-
24R	539043S	-
25L	539044SN	539044SW
25R	539045SN	539045SW
26L	539046SN	539046SW
26R	539047SN	539047SW
27L	539048SN	539048SW
27R	539049SN	539049SW
28L	-	539050S
28R	-	539051S
29L	-	539052S
29R	-	539053S
30L	-	539054S
30R	-	539055S

*For mørk farge, legg til suffiks D

M00661 Iss3 07/18



Følg Blatchford:

@BlatchfordGrp

/BlatchfordGrp

ortopro.no

+47 55 91 88 60

post@ortopro.no

Ortopro er en del av Blatchford-konsernet. Registrert adresse, Chas A Blatchford & Sons Ltd, Unit D, Antura, Kingsland Business Park, Basingstoke, RG24 8PZ, United Kingdom. t: +44 (0) 1256 316600 f: +44 (0) 1256 316710
Ortopro, Hardangervegen 72, 5224 Nesttun. t: +47 55 91 88 60 f: +47 55 91 88 69

M00661NO Iss3 12/18. Informasjonen var riktig på tidspunktet for trykking.



blatchford